



## **Инструкция по эксплуатации OTO SPINEX SPX-500**

**OTO Bodycare**  
Singapore  
2008

## Авторское право

Все права защищены. Никакая часть из содержания этого документа, или его полное содержание, не может быть воспроизведено, передано, переведено, и сохранено на любом языке или компьютере, на любой форме или каким-либо другим способом без предварительного письменного разрешения компании OTO BODYCARE SINGAPORE.

# Содержание

<b>Предисловие.....</b>	<b>1</b>
<b>Описание частей.....</b>	<b>2</b>
<b>Особенности и преимущества продукции.....</b>	<b>3</b>
<b>Меры безопасности.....</b>	<b>4</b>
<b>Правила эксплуатации.....</b>	<b>5</b>
<b>Уход и хранение.....</b>	<b>6</b>
<b>Технические характеристики.....</b>	<b>7</b>



## Предисловие

Благодарим Вас за то, что выбрали ОТО SPINEX SPX-500 в качестве заботы о вашей красоте и здоровье.

ОТО SPINEX разработан чтобы помочь в борьбе со стрессом и болезненными проявлениями организма, а также с проблемой целлюлита и жировых отложений. Проверка данной продукции была проведена с соблюдением всех стандартов международной безопасности и охраны здоровья.

Чтобы полностью насладиться всеми возможностями данной продукции, мы рекомендуем Вам внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации перед использованием.

## Описание деталей



Кнопка вкл/выкл

Инфракрасный  
обогреватель

Массажная  
головка

Защитная  
крышка



Резиновая  
ручка

Шнур  
питания

## Особенности и преимущества

### Особенности

- расслабляет напряженные мышцы
- облегчает боль, снижает признаки усталости и улучшает кровообращение
- помогает расщеплению жиров, уменьшению проявления эффекта «апельсиновой корки» и объемов тела

### Преимущества

- легкий и портативный массажер
- высокоскоростной переключатель
- эргономичный дизайн с удобной нескользящей ручкой
- бесшумная работа массажера
- инфракрасный излучатель
- сменная массажная головка и защитный диск

## Меры безопасности

1. Список противопоказаний. Перед использованием проконсультируйтесь с лечащим врачом:
  - беременность
  - злокачественные опухоли
  - травмы позвоночника или спины
  - сильный дискомфорт или боль в теле
  - плохое самочувствие
  - восстановительный послеоперационный период
2. Не используйте массажер более 15-ти минут в одной точке. Рекомендованное время использования для одного сеанса – 30 минут
3. Использование детьми или людьми с ограниченными возможностями должно проходить под присмотром взрослых или врачей
4. Прекратите использование массажера при любых ощущениях дискомфорта
5. Не пользуйтесь массажером в условиях высокой влажности или температуры
6. Не используйте массажер, если сетевой шнур или вилка повреждены
7. Убедитесь, что головка массажера или защитный диск надежно закреплены в пазах крепления
8. Не пытайтесь демонтировать, изменить или переделать детали массажера самостоятельно и не доверяйте это непрофессионалам
9. Выключайте массажер из сети после каждого использования
10. Храните в недоступно для детей и животных месте

## Правила эксплуатации

1. Вставьте вилку в розетку
2. При необходимости выберите использование массажера совместно с защитным диском
3. Поверните диск выключателя по часовой стрелке в позицию включения
4. Отрегулируйте скорость массажера от низкой до высокой поворотом диска выключателя. По часовой стрелке регулируется увеличение скорости, против часовой стрелки – уменьшение.
5. После использования поверните диск выключателя против часовой стрелки до характерного щелчка.
6. Не забудьте вынуть вилку из розетки

## Уход и хранение

- Всегда выключайте массажер из розетки после использования
- Не тяните за сетевой шнур при вынимании из розетки
- Будьте уверены, что храните массажер в недоступном для детей и животных месте
- Не храните массажер в условиях повышенной влажности или температуры
- Протирайте массажер влажной тканью. Не мочите его в воде.

## Спецификация товара

<b>Наименование</b>	<b>ОТО SPINEX</b>
<b>Модель</b>	<b>SPX-500</b>
<b>Тип продукции</b>	<b>Массажер</b>
<b>Напряжение питания</b>	<b>220В</b>
<b>Мощность</b>	<b>24 Вт</b>



## **OTO Singapore (Regional HQ)**

**625 Aljunied Road #04-01/02  
Aljunied Industrial Complex  
Singapore 389836**

**Представительство в России:**

**ООО «Релакса»**

**[www.relaxa.ru](http://www.relaxa.ru)**